

**Option A – HAARMUSTER – DIE HAARE**

1



**SCHRITT 1**

Waschen Sie das Haar mindestens einige Tage vor der Probenahme und halten Sie es während der Probenahme sauber.

2



**SCHRITT 2**

Schneiden Sie einen kleinen Strang, der aus etwa zehn Haaren mit einer Länge von mindestens 1 cm besteht. Das Haar kann von jedem Bereich des Kopfes aus entnommen werden. Zerreißen Sie nicht die Haare/Haare. Sie können auch aus mehreren Teilen schneiden. Wenn Ihr Haar gefärbt oder gefärbt wurde, geben Sie dies bitte in dem entsprechenden Feld auf dem Formular 62 an. Alternativ kannst du auch Haare verwenden (gib den Aufnahmebereich an).

3



**SCHRITT 3**

Legen Sie den Haarstrang oder die Haare in eine Papier- oder Plastiktüte, indem Sie ihn an das Modul 62 heften.

4



**SCHRITT 4**

Füllen und unterschreiben Sie das Formular 62 in allen Pflichtfeldern, die mit einem **Sternchen** \* gekennzeichnet sind. Nicht unterschriebene Formulare werden nicht bearbeitet.

5



**SCHRITT 5**

Die Zahlung erfolgt per Banküberweisung

6



**SCHRITT 6**

Senden Sie das Formular 62 mit dem Haarmusterumschlag und dem Zahlungsbeleg an DaphneLab (vorzugsweise per Post) an die folgende Adresse:

**Daphne Lab - c/o Eldavia  
Via Milano, 2  
81030 Lusciano (CE)  
ITALIEN**

**Option B – MUSTER PAD BUKKAL**


①



**SCHRITT 1**

Es wird empfohlen, die Probe zwischen den Mahlzeiten, mit sauberem Mund und ohne Kaffee, Kaugummi, Tee, Sirup, Süßigkeiten usw., mindestens eine halbe Stunde lang einzunehmen. Wasser ist erlaubt. Um das Wasser richtig zu entnehmen, muss der Mund gereinigt werden.

②



**SCHRITT 2**

Öffnen Sie die bukkale Tupferbox entlang der gestrichelten Linie oder an einer beliebigen Stelle auf der gegenüberliegenden Seite der Baumwollspitze.


Entfernen Sie den Tupfer, indem Sie ihn an der Seite des Stiels und nicht an der der Baumwolle anfassen, mit sauberen Händen, gut gewaschen und gereinigt oder mit Einweghandschuhen.

Nach dem Öffnen der Packung nehmen Sie sofort die Epithelzellen und reiben Sie den Tupfer auf der Innenseite der Wange (im Mund) zehnmal auf der einen Seite und zehnmal auf der anderen Seite der Wange, ohne ihn direkt in den Speichel zu tauchen.

**ACHTUNG:** Tupfen Sie nicht den Hals, um die Schleimhäute und die Struktur des Halses selbst nicht zu beschädigen.

Sobald die Probe entnommen wurde, legen Sie den Tupfer wieder in seine Verpackung zurück, so dass das Baumwollteil zuerst eindringen kann. Schließen Sie das saubere Kondelband-Paket und dichten Sie es gut ab.

③



**SCHRITT 3**

Setzen Sie den bukkalen Tupfer in den bukkalen Tupferbehälter ein, klopfen Sie ihn auf das Formular 62 oder seine Form, schreiben Sie den Vor- und Nachnamen des Probanden auf den

④



**SCHRITT 4**

Füllen und unterschreiben Sie das Formular 62 in allen Pflichtfeldern, die mit einem **Sternchen \*** gekennzeichnet sind. Nicht unterschriebene Formulare werden nicht bearbeitet.

⑤



**SCHRITT 5**

Die Zahlung erfolgt per Banküberweisung

⑥



**SCHRITT 6**

Senden Sie das Formular 62 mit dem Umschlag mit dem Tupfer und dem Zahlungseingang an DaphneLab (vorzugsweise per nachvollziehbarer Post) an die folgende Adresse:

**Daphne Lab - c/o Eldavia  
Via Milano, 2  
81030 Lusciano (CE)  
ITALIEN**